

## ニュース・リリース

お得意先各位

2020年7月17日  
株式会社瑞光メディカル

### マスク商品の製造販売開始のお知らせ

株式会社瑞光メディカル(本社:大阪府摂津市、代表取締役社長:和田昇)では、創業以来、創傷被覆材を中心とした創傷ケア商品に関する事業に取り組んで参りましたが、この度の新型コロナウイルス蔓延に伴う慢性的なマスク供給不足を背景とし、あらゆる方面から当社に、高品質マスク商品の国産化に関し沢山のご要望を頂きましたことを受け、この度、シップヘルスケアホールディングス株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役会長 CEO:古川國久、東証1部)と協業し、同社のOEM 医療用マスク他、マスク商品の製造販売に着手する運びになりました。そこで当社では、従来の創傷ケア商品を扱うウound・ケア事業部に加え、ヘルスケア事業部を新設し、また本社工場内に、マスク商品の製造に適した防虫管理等が可能な構造設備を設けると共に、当社の完全親会社である株式会社瑞光(本社:大阪府摂津市、代表取締役社長 CEO:梅林豊志、東証2部)が製造販売する高速・高品質マスク製造設備の導入を行い、まずは全国の医療現場他へ向けて、同社のプライベートブランドマスク商品(商品名:SHIP マスク)の供給を開始致します。




#### ◆マスク商品概要


耳紐の素材として、伸縮ニットヤーン※などを使用している一般的なマスク商品は、長時間着用すると耳が痛くなるという問題があり、以前より改善を望む声がありました。当社の完全親会社である株式会社瑞光が、長年培ってきたヘルスケア商品製造技術を応用し開発に成功した耳に優しい革新的なマスク商品「Soft Band Mask™」の技術を導入することで、従来商品と差別化を図った新タイプのマスク商品に仕上げました。また、当社では国内に設置した工場、徹底した品質管理の下、原材料の選定にもこだわって商品化しており、高品質で安全な商品となっております。

※伸縮ニットヤーン:一般的なマスクに使用されているニットタイプの紐。

## ◆商品イメージ



肌側面



外側面

## ◆マスク商品の特長


- 耳掛け部に、3本の弾性糸で形成されたイヤースoftギャザーを使用した、フィット感に優れる新タイプのマスク商品です。
- 耳掛け部は、ソフトで伸縮性に優れ、また耳全体を面で覆うので、長時間連続使用しても耳が痛くなりにくいです。
- 使用前は、耳掛け部がマスク本体部に重ねて固定されている新形状のため、従来品のように耳掛け部が乱れることがなく、持ち運びにも便利です。
- 本体部は3層構造で、用途や求められる性能に応じた、フィルター材を採用（【例】医療用マスク用途：国産 BFE99%フィルター採用）。
- 直接肌に接するマスク本体部の素材にも、風合いの優れた材料を採用するなど細部までこだわり、優れた着用感を実現しています。




## ◆使用方法



1. 耳掛け部中央にミシン目があります。




2. 中央部を左右に引っ張り、完全に切り離します。



3. 耳掛け部の突出がある方を下にして、  
“SHIP”のロゴが正しく読める側が、外側になるように着用します。



◆製品情報

1. 商品名	:	SHIP マスク
2. パッケージ	:	
3. 想定販売枚数	:	3,000,000 枚／月
4. 販売開始時期	:	7月中旬
5. 枚数	:	30 枚／箱
6. 生産国	:	日本
7. 販売価格	:	オープン
8. 販売先	:	医療機関、ドラッグストア、インターネットストア 等

◆製造元

社 名 : 株式会社瑞光メディカル  
 U R L : <http://www.zuiko-medical.co.jp/index.html>  
 所在地 : 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上四丁目3番50号  
 代表者 : 代表取締役社長 和田 昇  
 設立 : 2006年9月  
 事業内容 : 医療機関及び医療機関中間材料の製造販売。

◆販売元

シップヘルスケアホールディングス株式会社及びそのグループ会社

社 名 : シップヘルスケアホールディングス株式会社  
 U R L : <https://www.shiphd.co.jp/>  
 所在地 : 〒565-0853 大阪府吹田市春日3丁目20番8号  
 代表者 : 代表取締役会長 CEO 古川 國久  
 設立 : 1992年8月  
 事業内容 : 医療機関の新設や増改築等のニーズに対する総合的なサービスを提供。  
 他に医療用消耗品の販売、介護付き有料老人ホームや調剤薬局の運営等。

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル ヘルスケア事業部  
 メールアドレス: [soft\\_band\\_mask@zuiko.co.jp](mailto:soft_band_mask@zuiko.co.jp)  
 TEL: 072-653-8877 FAX: 072-653-8876