

ニュース・リリース

お得意先各位

2020年2月14日
株式会社瑞光メディカル



「ハイドロコロイド包帯アドバンス」を3月21日より新発売
～医療機器になったロールタイプのハイドロコロイド素材が様々なニーズに応えます～

株式会社瑞光の子会社である株式会社瑞光メディカル(本社: 大阪府摂津市、代表取締役社長: 和田昇)は、肌にやさしく、はがす時に痛くない新設計のハイドロコロイド素材を用いたロールタイプの包帯「ズイコウハイドロコロイド包帯」を、2013年より販売して参りましたが、かねてから多くのユーザー様より頂戴しておりました『安心して傷口に直接使用することができる商品への改善要望』を受け、この度、下記の通り、一般医療機器として「ハイドロコロイド包帯アドバンス」にリニューアルし、2020年3月21日から販売を開始致します。

◆商品明細

販売名 (カタログ番号)	サイズ	入数	定価	JANコード
ハイドロコロイド包帯アドバンス (CA6I)	10cm幅×40cm巻	1本	オープン	4571256950440

販売名: プラスモイストHC

一般的名称: 救急絆創膏(JMDNコード: 34864000), 医療機器製造販売届出番号: 27B2X00217PMHC00

<素材>本体: ポリウレタン、ハイドロコロイド

離型紙: 紙

◆商品イメージ




パッケージデザイン



本体

◆「ハイドロコロイド包帯アドバンス」の特長

- 大きめロール形状のハイドロコロイド素材の救急ばんそうこうで、切り傷、すり傷、靴ずれなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護から、傷パッドやカテーテル類の固定や、乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護に至るまで、医療現場やご家庭の様々なニーズにお応えします。
- 適度な吸収力があり、傷口からの浸出液は吸収して白く膨らみます。
- 肌に近い色調で目立たず肌にぴったりフィットします。
- 柔らかくシワになりにくいので貼りやすいです。
- 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。



ハサミで切ることが可能

◆使用方法

- ①本品を清潔なはさみ等で傷口よりもひと回り大きなサイズにカットします。この時、角を落とすように本品の周囲を丸くカットすることで、はがれにくくなります。
- ②白い離型紙をはがし、傷口に粘着面を直接貼り付け密着させます。
- ③本品を貼り付けた後、確実に粘着するよう、手のひらで約1分間押さえて温めてください。

◆発売開始日時

2020年3月21日から順次出荷致します。

◆製造販売元

株式会社瑞光メディカル

【ニュース・リリースに関するお問合せ】

株式会社瑞光メディカル 販売管理部 広報担当：清水

メールアドレス：plus_moist@zuiko.co.jp

TEL：072-653-8877 FAX：072-653-8876